


Anti-Nr2C2/Tr4-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P49116

Artikelnummer: CM0006395



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NR2C2/TR4, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Signalübertragung von nukleären Rezeptoren, der Spermatogenese und der embryonalen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NR2C2 / TR4-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	TR4; TAK1; NR2C2 / TR4
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7182
GeneID	7182
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 460-555 des humanen NR2C2 / TR4 (NP_003289.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49116
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Kühlakku