


Anti-Nr2E1/TLx Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y466

Artikelnummer: CM0005742



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes NR2E1/TLX (Nuklearrezeptor TLX). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zur Gehirnentwicklung und Retinogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NR2E1/TLX Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TLL; TLX; XTLL; NR2E1/TLX
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7101
GenID	7101
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem NR2E1 (Q9Y466) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y466
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel