


Anti-Nr2E1/Tlx Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y466

Artikelnummer: CM0025228



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NR2E1/TLX (Nuclear receptor TLX), validiert für WB und ELISA, reagiert mit Human- und Mausproben. Für die Erforschung von Hirnentwicklung, Retinabiologie und Kernrezeptor-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	NR2E1/TLX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TLL; TLX; XTLL; NR2E1/TLX
Spezies	Human
GeneID (Human)	7101
GeneID	7101
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 106-385 des humanen NR2E1/TLX (NP_003260.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9Y466
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel