

## Anti-Nr2F1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P10589

Artikelnummer: CM0024592



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NR2F1 (COUP-TF I), validiert für IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Human. Nützlich für Genregulations- und Kernrezeptorstudien. Molekulargewicht: 46 kDa.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | NR2F1 Kaninchen pAb                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | EAR3; BBOAS; EAR-3; SVP44; BBSOAS; ERBAL3; COUPTF1; TFCOUP1; COUP-TFI; TCFCOUP1; NR2F1                              |
| Spezies           | Mensch                                                                                                              |
| Gen-ID (Mensch)   | 7025                                                                                                                |
| Gen-ID            | 7025                                                                                                                |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 60-180 von humanem NR2F1 (NP_005645.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                           |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                              |
| Anwendung         | IHC-P, ELISA                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                              |
| SWISS             | P10589                                                                                                              |
| Proteingewicht    | 46 kDa                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                           |