


Anti-Nr2F2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24468

Artikelnummer: CM0015251



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NR2F2 (COUP-Transkriptionsfaktor 2). Geeignet für die Anwendungen WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Transkriptionsregulation und der Eierstockentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NR2F2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ARP1; ARP-1; CHTD4; NF-E3; SRXX5; SVP40; COUPTF2; COUPTFB; TFCOUP2; COUPTFII; NR2F2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7026
GeneID	7026
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend den Aminosäuren 1-100 des humanen NR2F2 (NP_066285.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24468
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Kühlakku