


## Anti-Nr5A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P - 000482

Artikelnummer: CM0018409



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler NR5A2-Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Unverzichtbar für Forschung zur Leberentwicklung, Cholesterinstoffwechsel und Hepatitis-B-Virus.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | NR5A2 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Aliaße | B1F, CPF, FTF, B1F2, LRH1, LRH-1, FTZ-F1, hB1F-2, FTZ-F1beta, NR5A2                                                              |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                           |
| GenID (Mensch)     | 2494                                                                                                                             |
| GenID              | 2494                                                                                                                             |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 300-541 des menschlichen NR5A2 (NP_995582.1) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie          | Polyklonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                              |
| SWISS              | O00482                                                                                                                           |
| Proteingewicht     | 61 kDa                                                                                                                           |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                        |