

Anti-Nras Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P01111

Artikelnummer: CM0028193



Einführung

NRAS Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-NRAS. Geeignet für Ras-MAPK-Signalweg- und Onkologiestudien. UniProt P01111.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NRAS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NS6; CMNS; KRAS; NCMS; ALPS4; N-ras; NRAS1; NRAS
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4893
Gen-ID	4893
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 90-189 von humanem NRAS (NP_002515.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01111
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel