


Polyklonaler Anti-Nrcam-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92823

Artikelnummer: CM0022845



Einführung

Polyklonaler Anti-NRCAM-Antikörper (Kaninchen) für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines NRCAM, ein neuronales Zelladhäsionsmolekül, das für das Neuritenwachstum und die Bildung von Ranvier-Schnürringen entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NRCAM-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NEDNMS; NRCAM
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4897
Gen-ID	4897
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-115 des humanen NRCAM (Q92823) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q92823
Proteingewicht	144 kDa
Versand	Kühlakku