


Anti-Nrf2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q16236

Artikelnummer: CM0015730



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes NRF2 (NFE2L2), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu oxidativem Stress und Zytoprotektion. SWISS: Q16236.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NRF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4780
GenID	4780
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 243-400 von humanem NRF2 (NP_006155.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16236
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel