


Anti-Nrf2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16236

Artikelnummer: CM0014692



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NRF2, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu oxidativem Stress, Zytoprotektion und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NRF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4780
GenID	4780
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 366-605 von humanem NRF2 (NP_006155.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16236
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel