


Anti-Nrf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16236

Artikelnummer: CM0014689



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NRF2 (NP_006155.2, Q16236) für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Geeignet für Forschung zu oxidativem Stress, Autophagie und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NRF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Spezies	Human
GeneID (Human)	4780
GeneID	4780
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16236
Protein-Gewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel