


Anti-Nrg1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q02297

Artikelnummer: CM0017200



Einführung

NRG1 Kaninchen-pAb für Western Blot und ELISA-Anwendungen, reaktiv mit Human, Maus und Ratte. Erforschen Sie die NRG1-ERBB-Signalgebung in Zellwachstum, Differenzierung und Neuroentwicklung. Ideal für IVD-Forschung und Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NRG1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GGF, HGL, HRG, NDF, ARIA, GGF2, HRG1, HRGA, SMDF, MST131, MSTP131, NRG1-IT2, NRG1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3084
GenID	3084
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-210 von menschlichem NRG1 (NP_039252.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02297
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eisbeutel