

Anti-Nrg4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wwg1

Artikelnummer: CM0025628

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen menschliches Neuregulin-4 (NRG4). Geeignet für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Forschungswerkzeug für Studien zur ERBB-Tyrosinkinase-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NRG4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HRG4; NRG4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	145957
GenID	145957
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem NRG4 (NP_612640.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WWG1
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel