


Anti-Nrip1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P48552

Artikelnummer: CM0025175



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen NRIP1 (RIP140), geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes und murines NRIP1, einen transkriptionellen Koregulator, der an der circadianen Rhythmik und der Nierenentwicklung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NRIP1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CAKUT3; RIP140; NRIP1
Spezies	Human
GeneID (human)	8204
GeneID	8204
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 939-1158 des humanen NRIP1 (NP_003480.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P48552
Proteingewicht	127 kDa
Versand	Kühlakku