

Anti-Nrip2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bqi9

Artikelnummer: CM0016869

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NRIP2 (Nuclear receptor-interacting protein 2), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Transkriptionsregulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NRIP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NRIP2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	83714
Gen-ID	83714
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 140-281 von humanem NRIP2 (NP_113662.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BQI9
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel