


Anti-Nrxn1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P58400 / Q9ULb1

Artikelnummer: CM0012933



Einführung

Hochwertiger Anti-NRXN1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murines Neurexin-1-Beta, ein wichtiges synaptisches Adhäsionsmolekül, das an der Synapsenbildung beteiligt ist. Ideal für die Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NRXN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PTHSL2; SCZD17; Hs.22998; NRXN1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9378
GenID	9378
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 31-310 von menschlichem NRXN1 (NP_001129131.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P58400 / Q9ULB1
Proteingewicht	15kDa / 46kDa / 161kDa / 164kDa / 169kDa
Versand	Eisbeutel