

Anti-Nrxn3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hdb5/Q9Y4C0

Artikelnummer: CM0016018

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NRXN3, reaktiv mit humanem NRXN3 sowie mit NRXN3 aus Maus und Ratte. Für WB und ELISA validiert. Ideal zur Untersuchung der Rolle von Neurexin-3 bei der synaptischen Adhäsion und der Rezeptormodulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NRXN3-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	C14orf60; NRXN3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9369
GeneID	9369
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 373-432 des humanen NRXN3 (NP_620426.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HDB5/Q9Y4C0
Proteingewicht	43 kDa/47 kDa/50 kDa/69 kDa/117 kDa/153 kDa/180 kDa
Versand	Im Eisbeutel