


Anti-Nsa2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O95478

Artikelnummer: CM0015447



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NSA2 (TINP1/HCLG1), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Ribosomenbiogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NSA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HCLG1; TINP1; CDK105; HCL-G1; HUSSY29; HUSSY-29; NSA2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10412
Gen-ID	10412
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von humanem NSA2 (NP_055701.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95478
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel