

Anti-Nsd1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96L73

Artikelnummer: CM0026113



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes NSD1, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt NSD1 in menschlichen und murinen Proben, zielt auf die an der Transkriptionsregulation beteiligte Histon-Methyltransferase ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NSD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	STO; KMT3B; SOTOS; ARA267; SOTOS1; NSD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	64324
Gen-ID	64324
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 60-260 von humanem NSD1 (NP_071900.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96L73
Proteingewicht	297 kDa
Versand	Eisbeutel