


Anti-Nsd2/Whsc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O96028

Artikelnummer: CM0030375



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen WHSC1/NSD2, eine Histon-Methyltransferase. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus. Für epigenetische Studien und Chromatinbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WHSC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WHS; TRX5; KMT3F; KMT3G; MMSET; RAUST; WHSC1; REIIBP
Spezies	Human
GeneID (Human)	7468
GeneID	7468
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-240 von humanem WHSC1 (NP_579877.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O96028
Proteingewicht	152kDa
Versand	Eisbeutel