


Anti-Nsd3/Whsc1L1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bz95

Artikelnummer: CM0019754



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes NSD3/WHSC1L1 gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Nützlich für die Untersuchung von epigenetischen Markierungen wie H3K4me2 und H3K27me2 in der Chromatinregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NSD3/WHSC1L1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KMT3F; KMT3G; WHISTLE; WHSC1L1; pp14328; NSD3/WHSC1L1
Spezies	Human
Gen-ID	54904
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 430-590 von humanem NSD3/WHSC1L1 (NP_075447.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9BZ95
Proteingewicht	162kDa
Versand	Eisbeutel