


Anti-Nsdhl Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15738

Artikelnummer: CM0003200



Einführung

Forschungsqualität Anti-NSDHL Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Ziel ist humanes NSDHL (Q15738), eine Sterol-4-alpha-carboxylat 3-Dehydrogenase, die an der Cholesterinbiosynthese und dem EGFR-Trafficking beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NSDHL Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H105E3; XAP104; SDR31E1; NSDHL
Spezies	Mensch
GeneID	50814
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 50-150 von humanem NSDHL (NP_057006.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15738
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel