

## Anti-Nsf Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P46459

Artikelnummer: CM0016897



### Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen menschliches NSF (Vesikel-fusionierende ATPase) gerichtet ist und für WB, IF/ICC, IP und ELISA validiert wurde. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Vesikeltransport und zur Golgi-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | NSF Kaninchen pAb                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | SKD2; DEE96; SEC18; NSF                                                                              |
| Spezies           | Mensch                                                                                               |
| Gen-ID (Mensch)   | 4905                                                                                                 |
| Gen-ID            | 4905                                                                                                 |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 251-400 des menschlichen NSF (NP_006169.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                            |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                               |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                  |
| SWISS             | P46459                                                                                               |
| Proteingewicht    | 83kDa                                                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                            |