

Anti-Nsfl1C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (P47) Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Unz2

Artikelnummer: CM0025325



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes NSFL1C/p47, validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Golgi, Mitose und VCP.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NSFL1C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P47; UBX1; UBXD10; UBXN2C; dj776F14.1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55968
Gen-ID	55968
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-185 von humanem NSFL1C (NP_057227.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UNZ2
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel