

Anti-NSl1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96ly1

Artikelnummer: CM0025783



Einführung

NSL1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt das humane Kinetochor-assoziierte Protein NSL1, das entscheidend für die Ausrichtung und Segregation mitotischer Chromosomen ist. Ideal für Zellzyklus- und Kinetochor-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NSL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DC8, MIS14, C1orf48, NSL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	25936
GenID	25936
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-281 von humanem NSL1 (NP_056286.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96IY1
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel