

Anti-Nsmf Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6X4W1

Artikelnummer: CM0027837

Einführung

NSMF Kaninchen-Polyklonalantikörper für WB und ELISA; detektiert humanes und murines NSMF (auch bekannt als NELF oder HH9), einen 60 kDa NMDA-Rezeptor-Synaptonukleären Signalübertragungsfaktor, der an neuronaler Migration und Dendriten-Zytoarchitektur beteiligt ist. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NSMF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HH9; NELF; NSMF
Spezies	Human
GeneID (Human)	26012
GeneID	26012
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 226-505 des humanen NSMF (NP_001124443.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q6X4W1
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eistasche