

Anti-Nsrp1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H0G5

Artikelnummer: CM0022667

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen NSRP1 (CCDC55/NSrp70), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum prä-mRNA-Spleißen und zur Dynamik nukleärer Speckles.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	NSRP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CCDC55; NSrp70; HSPC095; NEDSSBA; NSRP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	84081
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-280 von humanem NSRP1 (NP_115517.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H0G5
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel