

Anti-NSun2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q08J23

Artikelnummer: CM0006956

Einführung

NSUN2 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz, Immunpräzipitation und ELISA. Erkennt menschliches und murines NSUN2, eine an der tRNA/mRNA-Modifikation und Entwicklung beteiligte RNA-Methyltransferase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NSUN2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MISU; MRT5; SAKI; TRM4; NSUN2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54888
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 617-708 von menschlichem NSUN2 (NP_060225.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q08J23
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel