

Anti-Nsun2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08J23

Artikelnummer: CM0028055

Einführung

Hochwertiger NSUN2 Kaninchen-pAb, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Zielt auf humanes NSUN2 (Q08J23) ab mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die RNA-Methylierungs- und Differenzierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NSUN2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MISU; MRT5; SAKI; TRM4; NSUN2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54888
GenID	54888
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 617-708 von humanem NSUN2 (NP_060225.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q08J23
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel