

Anti-Nsun3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q9H649

Artikelnummer: CM0016153

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NSUN3, eine mitochondriale tRNA-Methyltransferase, die mit COXPD48 assoziiert ist. Validiert für WB und ELISA in humanen, murinen und rattigen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NSUN3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MST077; COXPD48; MSTP077; NSUN3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	63899
Gen-ID	63899
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-120 von humanem NSUN3 (NP_071355.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H649
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel