


Anti-Nsun5-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96P11

Artikelnummer: CM0025617



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes NSUN5 (NOL1/p120) gerichtet ist und für WB, IHC-P, ELISA validiert ist, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Untersuchen Sie die Rolle der 28S-rRNA-Methyltransferase bei der Proteinübersetzung, Entwicklung und dem Williams-Beuren-Syndrom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NSUN5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NOL1; p120; NOL1R; NSUN5A; WBSCR20; WBSCR20A; p120(NOL1); NSUN5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55695
GenID	55695
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 127-429 von humanem NSUN5 (NP_060514.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96P11
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel