

Anti-Nt5E/Cd73 Kaninchen Monoklonaler Antikörper - P21589

Artikelnummer: CM0006191



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes NT5E/CD73, validiert für WB, IHC-P, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Nukleotidase-Aktivitäts- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NT5E/CD73 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4907
GeneID	4907
Immunogen	Rekombinantes Protein/Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-547 von humanem NT5E/CD73 enthält (NP_002517.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21589
Proteingewicht	57kDa/63kDa
Versand	Eisbeutel