


## Anti-Ntf3 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P20783

Artikelnummer: CM0029393



### Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper, der menschliches NTF3 (Neurotrophin-3) erkennt, für Western Blot, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Forschung zu neuronalem Überleben und neurotrophen Faktoren.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | NTF3 Kaninchen pAb                                                                                                             |
| Bemerkungen/Aliase | NT3; HDNF; NGF2; NT-3; NGF-2; NTF3                                                                                             |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                         |
| Gen-ID (Mensch)    | 4908                                                                                                                           |
| Gen-ID             | 4908                                                                                                                           |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-257 von menschlichem NTF3 (NP_002518.1) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie          | Poliklonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus                                                                                                                   |
| SWISS              | P20783                                                                                                                         |
| Proteingewicht     | 29 kDa                                                                                                                         |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                      |