


Anti-Nth1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78549

Artikelnummer: CM0003171



Einführung

Rekombinanter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes NTH1 (Endonuklease III-ähnliches Protein 1) für Western Blot und ELISA Anwendungen. In humanen Proben validiert, geeignet für DNA-Reparatur- und oxidative Schadensforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NTH1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FAP3; NTH1; OCTS3; hNTH1
Spezies	Human
GeneID (Human)	4913
GeneID	4913
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-136 von humanem NTH1 (NP_002519.1) enthält)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P78549
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel