


## Anti-Ntmt1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bv86

Artikelnummer: CM0029462



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes NTMT1 (N-terminale Methyltransferase). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; reagiert kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Chromatin- und Mitose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktname        | NTMT1 Rabbit pAb                                             |
| Bemerkungen/Aliase | NRMT; NRMT1; NTM1A; AD-003; HOMT1A; C9orf32; METTL11A; NTMT1 |
| Spezies            | Mensch                                                       |
| GenID (Mensch)     | 28989                                                        |
| GenID              | 28989                                                        |
| Immunogen          | Rekombinantes Protein                                        |
| Quelle             | Kaninchen                                                    |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                       |
| Anwendung          | WB, IF/ICC, ELISA                                            |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                          |
| SWISS              | Q9BV86                                                       |
| Proteingewicht     | 25kDa                                                        |
| Versand            | Eispackung                                                   |