


Anti-Ntpcr Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bsd7

Artikelnummer: CM0018617



Einführung

NTPCR Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines NTPCR, eine krebsassoziierte Nukleosid-Triphosphatase. Ideal für Nukleotidstoffwechsel- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NTPCR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	THEP1, C1orf57, HCR-NTPase, NTPCR
Spezies	Human
GeneID (Human)	84284
GeneID	84284
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 91-190 des humanen NTPCR enthält (NP_115700.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9BSD7
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel