


## Anti-Ntrk1/Ntrk2/Ntrk3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P04629/Q16620/Q16288

Artikelnummer: CM0020772



### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen NTRK1, NTRK2, NTRK3. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für die Neurotrophin-Signalwegsforschung und die Entwicklung von Neurobiologie-Assays.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter        | Spezifikation                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname      | NTRK1/NTRK2/NTRK3 Kaninchen pAb                                                                                                  |
| Spezies          | Human                                                                                                                            |
| GeneID (Human)   | 4914/4915/4916                                                                                                                   |
| GeneID           | 4914/4915/4916                                                                                                                   |
| Immunogen        | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-796 von humanem NTRK1/NTRK2/NTRK3 entspricht (NP_002520.2) |
| Herkunft         | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie        | Polyklonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität | Human, Maus, Ratte                                                                                                               |
| SWISS            | P04629/Q16620/Q16288                                                                                                             |
| Versand          | Eistasche                                                                                                                        |