

Anti-Nts Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P30990

Artikelnummer: CM0015218



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NTS, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Neurotensin-Funktion im Fettstoffwechsel und bei der Kontraktion glatter Muskulatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NTS-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NN; NT; NT/N; NTS1; NMN-125; NTS
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4922
GeneID	4922
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-148 des humanen NTS (NP_006174.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P30990
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Kühlakku