

Anti-Nts-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P30990

Artikelnummer: CM0013752



Einführung

NTS-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der menschliches, Maus- und Ratten-Neurotensin/Neuromedin N erkennt. Für WB, IHC-P und ELISA validiert, eignet er sich ideal zur Untersuchung der Rolle von Neurotensin im Fettstoffwechsel und bei der Regulation der glatten Muskulatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NTS-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NN; NT; NT/N; NTS1; NMN-125; NTS
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4922
Gen-ID	4922
Immunogen	synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-170 des menschlichen NTS (NP_006174.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30990
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel