

Anti-Ntsr1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P30989

Artikelnummer: CM0028068



Einführung

Hochaffiner Neurotensin-Rezeptor Typ 1 (NTSR1) Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv mit Mensch und Maus. Geeignet für GPCR-Signalweg- und Krebsforschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NTSR1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NTR; NTSR1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4923
Gen-ID	4923
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-70 des humanen NTSR1 (NP_002522.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P30989
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel