

Anti-Nuak2 Polyklonaler Antikörper Für If/Icc - Q9H093

Artikelnummer: CM0023960

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NUA2 (SNARK), validiert für Immunfluoreszenz/Immunzytochemie. Verwendet für Forschung zu Apoptose, Zellmigration, Hippo-Signalweg und Neuralrohrentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUAK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NUAK2; SNARK; NUA family kinase 2
Spezies	human
GeneID (Human)	81788
GeneID	81788
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9H093
Protein-Gewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel