


Anti-Nub1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5A7

Artikelnummer: CM0018792



Einführung

NUB1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt NEDD8 ultimate buster 1, einen Down-Regulator des NEDD8-Konjugationssystems, geeignet für Proteasom-Abbauforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BS4; NUB1L; NYREN18; NUB1
Spezies	Human
GeneID (Human)	51667
GeneID	51667
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem IFT140 (NP_001350458.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5A7
Protein-Gewicht	71 kDa
Versand	Eisbeutel