

## Anti-Nubp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P53384

Artikelnummer: CM0020059

### Einführung

NUBP1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Zielt auf den zytosolischen Fe-S-Cluster-Assembly-Faktor NUBP1 ab, kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Biogenese von Eisen-Schwefel-Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | NUBP1 Kaninchen pAb                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | NBP; NBP1; CIAO5; NBP35; NUBP1                                                                                                      |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                              |
| GenID (Mensch)    | 4682                                                                                                                                |
| GenID             | 4682                                                                                                                                |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 201-320 von menschlichem NUBP1 (NP_002475.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                           |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                              |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                 |
| SWISS             | P53384                                                                                                                              |
| Proteingewicht    | 35kDa                                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                           |