

Anti-Nucb2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P80303

Artikelnummer: CM0014253

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes NUCB2, validiert für WB und ELISA. Geeignet für Forschung zu Kalziumhomöostase, Energiestoffwechsel und G-Protein-Signalgebung. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUCB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NEFA; HEL-S-109; NUCB2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4925
GenID	4925
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 321-420 von humanem NUCB2 (NP_005004.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P80303
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel