

Anti-Nucks1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H1E3

Artikelnummer: CM0022402

Einführung

Hochwertiger NUCKS1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA, mit Kreuzreaktivität mit Human, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der DNA-Reparatur durch homologe Rekombination und der Chromatindynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUCKS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JC7; NUCKS; NUCKS1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64710
GenID	64710
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem NUCKS1 (NP_073568.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H1E3
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel