


## Monoklonaler Antikörper Gegen Das Nukleäre Matrixprotein P84 (Thoc1) Für Wb, Ip, Elisa - Q96Fv9

Artikelnummer: CM0011268



### Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen das nukleäre Matrixprotein p84 (THOC1) mit dem SWISS-Zugang Q96FV9. Geeignet für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA mit Proben aus Mensch, Maus und Ratte. Zur Untersuchung des TREX-Komplexes und der Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter           | Wert                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname         | Kaninchen-mAb gegen das nukleäre Matrixprotein p84 (THOC1)                                                                                                                          |
| Bezeichnungen/Alias | P84; HPR1; P84N5; DFNA86; Nukleäres Matrixprotein p84 (THOC1)                                                                                                                       |
| Art                 | Mensch                                                                                                                                                                              |
| Gen-ID (Mensch)     | 9984                                                                                                                                                                                |
| Gen-ID              | 9984                                                                                                                                                                                |
| Immunogen           | Synthetisches Peptid – ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350–450 des menschlichen nukleären Matrixproteins p84 (THOC1) (NP_005122.2) entspricht |
| Quelle              | Kaninchen                                                                                                                                                                           |
| Kategorie           | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                                              |
| Anwendung           | WB, IP, ELISA                                                                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität    | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                                                 |
| SWISS               | Q96FV9                                                                                                                                                                              |
| Proteingewicht      | 76 kDa                                                                                                                                                                              |
| Versand             | Kühlakku                                                                                                                                                                            |