


Anti-Kernmatrixprotein P84 (Thoc1) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Fv9

Artikelnummer: CM0027912



Einführung

Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen humanes THOC1/p84 (76 kDa). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erforschung von mRNA-Export, Apoptose und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kernmatrixprotein p84 (THOC1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P84; HPR1; P84N5; DFNA86; Kernmatrixprotein p84 (THOC1)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9984
GenID	9984
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 428-657 des menschlichen Kernmatrixproteins p84 (NP_005122.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96FV9
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Eisbeutel