

Anti-Nucleobindin-1 (Nucb1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q02818

Artikelnummer: CM0021541



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Nucleobindin-1 (NUCB1/CALNUC) gerichtet ist, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet zur Untersuchung der Funktionen von Golgi-Calcium-bindenden Proteinen und der G-Protein-Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	NUCB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NUC; CALNUC; NUCB1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4924
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 302-461 von menschlichem NUCB1 (NP_006175.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q02818
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel