

Anti-Nukleolin Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19338

Artikelnummer: CM0002390



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Nukleolin (C23), geeignet für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Geeignet für Forschung zu Chromatin und Ribosomenbiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Nukleolin Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	C23; Nsr1; Nucleolin
Spezies	Mensch
Gen-ID	4691
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P19338
Proteinmasse	77 kDa
Versand	Eispackung