

Anti-Nukleophosmin-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06748

Artikelnummer: CM0008538



Einführung

Anti-Nukleophosmin-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Für die Forschung zur Ribosomenbiogenese, Zentrosomenduplikation und Regulation von Tumorsuppressoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Nukleophosmin-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	B23; NPM
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4869
GeneID	4869
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 9-122 des menschlichen NPM1 (NP_001238905.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06748
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku